



Etsende

Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Behold bruksanvisningen. Du kan få behov for å lese den igjen.
Kun til utvortes bruk.
Vær forsiktig når du tar av korken, ikke tving eller trekk. Fjern korken sakte og håndter forsiktig for å unngå utilsiktet søl.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

1. Hva Vortefri PEN er og hva den brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Vortefri PEN
3. Hvordan du bruker Vortefri PEN
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring og ytterligere informasjon

Vortefri™ PEN

1. HVA VORTEFRI PEN ER OG HVA DEN BRUKES MOT

Vortefri PEN er et effektivt vortefjerningsmiddel for behandling av vorter på hender, føtter, albuer og knær, på både barn og voksne. Den unike formuleringen i Vortefri PEN hjelper kroppen med å tørke ut og støtte vekk vortene. Vortefri PEN absorberes direkte inn i vorten, og oppløsningen etterlater ingen merker på huden. Like etter at du har påført oppløsningen kan du ta på deg strømper eller bade.

Vortefri PEN er et svensk patent og CE-merket medisinsk utstyr som er biologisk nedbrytbart. Oppløsningen hindrer at det utvikles bakteriekultur, og forårsaker ikke arr eller infeksjoner hvis det brukes riktig. Innholdet i Vortefri PEN holder til ca. 30 behandlinger.

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER VORTEFRI PEN

2.1 BRUK IKKE VORTEFRI PEN

- Må ikke brukes på ansiktsvorter, kjønnsvorter, mollusker, fødselsmerker, liktørner, hard hud eller andre hudforandringer. Hvis du er usikker på om hudforandringen er en vorte, kontakt lege.
- Dekk ikke til vorten med et plaster ved behandling med Vortefri Pen. Bruk av plaster etter behandling kan forårsake skader på huden, se pkt. 4. MULIGE BIVIRKNINGER.
- Må ikke brukes hvis vorten som behandles blir øm, blødende eller huden blir irritert. Ta en pause i behandlingen til huden blir normal igjen.
- Bruk ikke Vortefri PEN sammen med andre vortefjerningsmidler.
- Bruk ikke Vortefri PEN dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene, se pkt. 5 OPPBEVARING OG YTTERLIGERE INFORMASJON.

2.2 ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER



Vortefri PEN er etsende med en irriterende og sterk lukt. Skal ikke innåndes. Kun til utvortes bruk. **Oppbevares utilgjengelig for barn.**

Bruk ikke for mye! For mye oppløsning eller feil bruk kan føre til smerter og hudskader, se pkt. 4. MULIGE BIVIRKNINGER.

- Hvis du påfører for mye eller ved et uhell påfører oppløsningen på huden rundt vorten, skylld huden umiddelbart med rikelig med vann for å redusere skader på huden.
- Dersom du får oppløsningen i øynene, må du skylle umiddelbart og gjentatte ganger med lunkent vann i minimum 15 minutter og kontakte lege øyeblikkelig. Hvis du bruker kontaktlinser, må du fjerne dem umiddelbart og skylle øynene som beskrevet.

Vær spesielt forsiktig ved behandling av områder med tynn, sensitiv hud, f.eks. på små barn og på oversiden av hånden, se pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK, og 3.2 BRUK AV VORTEFRI PEN PÅ BARN.

Pennen må ikke ødelegges (må ikke åpnes, kuttet eller lages hull i).

3. HVORDAN DU BRUKER VORTEFRI PEN

3.1 DOSERING OG BRUK

Kun en bitte liten mengde av oppløsningen er nødvendig for at Vortefri PEN skal være virksom. Les instruksjonene nedenfor nøye, da oppløsningen er etsende. For å unngå å få oppløsningen på huden rundt vorten, vær forsiktig og hold pennen med et fast grep ved påføring. Sett hetten ordentlig på etter bruk.

Pennen overfører en svært liten mengde med fargeløs væske når spissen presses mot vorten. Pennen kan oppleves som tørr. Pennen er utformet slik at kun den nødvendige mengden av oppløsningen for å behandle vorten kommer ut. For å se at pennen fungerer, sett spissen av pennen mot et papir. Du vil se et fuktig avtrykk på papiret. Du vil også merke en skarp lukt av produktet når du fjerner hetten.

Illustrasjon 1



Åpnes ved at hetten vris til den oransje streken på pennen er på linje med det lille hakket i hetten. Når de står på linje, kan hetten trygt tas av pennen. Vær forsiktig når du tar av korken, ikke tving eller trekk. Løsningen kan komme ut av pennen. Lukkes ved å føre hetten med hakket mot den oransje streken, trykk til og lås ved å vri det lille hakket bort fra den oransje streken. Se illustrasjon 1.



Påføring:

- Press tuppen av pennen lett mot vorten og påfør oppløsningen på vortens overflate.
- Påfør kun på selve vorten. Dekk hele vorten. (illustrasjon A)

- For store vorter, tilt pennen for å påføre med en større flate av tuppen (illustrasjon B)

- Hold tuppen mot vorten i 3 sekunder

- Må ikke påføres på frisk hud

- Behandle jevnlig én gang i uken til vorten er helt borte.

Illustrasjon A



Illustrasjon B



Ved behandling av vorter på tynn hud (f.eks. på oversiden av hender/føttene/fingrene), kan det være tilstrekkelig med en enkelt påføring av Vortefri Pen kun hver tredje eller andre uke.

Vorter som ligger på baksiden av hendene, eller på baksiden av foten, eller på den indre siden av knærne eller på den ytre siden av albue, der huden er mer følsom, bør behandles forsiktig for å unngå å berøre den omkringliggende huden.

Ved behandling av større, gamle vorter, klasevorter eller vorter med et tykt hudlag over, kan en hyppigere påføring være nødvendig.

Hvis vorten ikke responderer på behandlingen ved behandling en gang i uken, kan vorten behandles to ganger per uke, eller hver andre dag, så lenge huden ikke blir irritert.

PÅFØR IKKE FOR MYE - påfør kun i opptil 3 sekunder og kun på selve vorten.

Hvis du merker en brennende følelse eller irritasjon i huden (rødhet, prikkende, sviende følelse), må du stoppe behandlingen og se 4. MULIGE BIVIRKNINGER. Ikke start behandlingen igjen før irritasjonen har gått over.

Hvis ikke vorten forsvinner, kontakt legen din for videre behandling.

Ved behandling av mange vorter, start med et par ukers behandling av noen få vorter. Hvis huden er upåvirket, kan du fortsette med de øvrige vortene.

Hold vorten myk mellom behandlingene ved å smøre på vanlig hudlotion eller olje. Da kan restene av vorten lettere komme ut.

I begynnelsen av behandlingen kan vorten bli hvit og begynne å

vokse ut før den tørker inn. Når vorten utvider seg, kan det bli ømt i den omkringliggende huden. Pass på at det ikke er noe overliggende hud på vorten, se under.

Dersom vorten kjennes øm eller det dunker i den, kan det skyldes at du har påført for mye oppløsning, se pkt 2.1 BRUK IKKE VORTEFRI PEN, eller at vorten ikke kan komme ut gjennom hudoverflaten. Om hud dekker vorten, må man lage en åpning i den med f. eks. en pinsett for å slippe vorten ut. Dersom du har en gammel eller hard vorte, kan du myke den opp ved å bløtlegge det berørte området i varmt vann til huden er myk. Pirk eller risp opp hudoverflaten på vorten, f. eks. med en pinsett. På tykk hud med innovervendte vorter (fotvorter), fjern forsiktig den harde huden. På neglebåndsvorter må du kanskje lage et lite hull i den ytre huden, slik at vortemidlet kan trenge inn i vorten. Bruk ikke fil på vortene uten anbefaling fra helsepersonell. Vortene kan bli ømme og det kan danne seg ny hard overflate på vortene.

Etter noen behandlinger kommer det ofte svarte prikker i vorten. Det er små blodårer som forsyner vorten med blod. Det er et tegn på at vorten er i ferd med å forsvinne, og behandlingen skal fortsette til de små svarte prikkene og vorten er helt borte. Noen ganger kan de svarte prikkene bli litt når du skaper på vorten. Vent noen få minutter før påføring av oppløsningen, til blødningen har stoppet, ellers kan det svi litt. Dersom det svir, tilfør straks kaldt vann for å lindre ubehaget.

3.2 BRUK AV VORTEFRI PEN PÅ BARN

Barn skal alltid behandles av en voksen. Følg pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK nøye, da oppløsningen er etsende. Små barn har myk og tynn hud. Bruk veldig lite Vortefri PEN på barnevorter. Vortene er som oftest borte etter 2-3 behandlinger.

Barn under 4 år kan behandles med Vortefri PEN, men forsikre deg alltid om at det virkelig er en vorte og ikke en annen type hudforandring. Rådfør deg med din lege eller helsestasjon før du behandler. For barn under 4 år er det spesielt viktig å vurdere behandlingsstedet (barn har myk, tynn hud) og redusere doseringen. Behandle sjeldnere, f. eks. hver annen eller tredje uke.

- Press tuppen av pennen lett mot vorten én gang i 3 sekunder og påfør oppløsningen på vortens overflate.
- Unngå kontakt med huden rundt vorten.

- Dersom barnet kan komme til å slikke på vorten, kan man vaske det behandlede området med vann, da oppløsningen trenger inn i vorten med det samme.

- Dersom det svir eller stikker ved behandlingen, skylld vorten med kaldt vann og påfør ikke mer vortemiddel. Det har allerede rukket å trenge inn i vorten.

Hvis barnet merker en brennende følelse eller irritasjon i huden (rødhet, prikkende, sviende følelse), må behandlingen stoppes og se 4. MULIGE BIVIRKNINGER. Ikke start behandlingen igjen før irritasjonen har gått over.

3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES

Diabetikere skal kun bruke Vortefri PEN på vorter på frisk hud (uskadet og upåvirket av diabetessykdommen) og med ekstra stor forsiktighet. Ved komplikasjoner skal du alltid rådføre deg med din lege/sykepleier eller fotpleier.

3.4 HVOR LENGE SKAL VORTEFRI PEN BRUKES

Vortefri PEN er svært effektivt – de fleste vorter forsvinner og kommer ikke tilbake. Noen ganger kan vorter, som allerede finnes i underhuden, dukke opp når du starter behandling.

Vorter kan se forskjellig ut, og tiden det tar å fjerne dem kan derfor variere. Vanligst er 5-15 behandlinger, men det kan også ta kortere eller lengre tid. Faktorer som kan påvirke hvor lenge du må behandle før vortene forsvinner kan være din alder, hvilken type vorte det er, ditt immunforsvar, hvor vorten befinner seg, og hvor lenge du har hatt den. Nedsatt immunforsvar og medisiner med f.eks. kortison kan føre til at det tar lengre tid å bli kvitt vortene. Nye vorter er vanligvis enklere å bli kvitt enn gamle vorter. Barnevorter er som oftest lettere å fjerne enn vorter på voksne. For innovervendte fotvorter og neglebåndsvorter som har vært der i flere år, kan det ta lang tid før man ser tydelig effekt av behandlingen, og det tar betydelig lengre tid før vorten blir helt borte.

3.5 NÅR SKAL JEG SLUTTE Å BEHANDLE MED VORTEFRI PEN

Avslutt behandlingen med Vortefri PEN når det ikke lenger er synlige svarte prikker (bittesmå blodårer som forsyner vorten med blod), når vorten har ramlet av, skrumpet sammen eller det er en fordypning der hvor vorten har vært. Etter en tid blir huden normal igjen. Dersom du fortsetter å behandle for lenge etter at vorten er borte, blir huden lett rosa og fuktig. Slutt da å bruke Vortefri PEN umiddelbart. Etter noen uker, sjekk der vorten var. Dersom det finnes rester av vorten, vil du se en liten prikk. Behandle da med Vortefri PEN et par ganger til.

3.6 VED GRAVIDITET OG AMMING

Det er ingen kjent risiko ved bruk av Vortefri PEN hos gravide og / eller ammende kvinner.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Vortefri PEN inneholder en sterk syre som kan forårsake hudskader ved påføring av for mye oppløsning, eller ved uriktig bruk, se pkt 2.1.BRUK IKKE VORTEFRI PEN. Følg instruksjonene i pkt. 3.1 DOSERING OG BRUK for å unngå hudskader.

Midlertidige bivirkninger kan forekomme på applikasjonsstedet, som for eksempel ømhet, stikkende, smerter, rødhet, en brennende følelse eller blødning fra blodkapsler. Ta en pause i behandlingen til huden er tilhelt.

Påføring av for mye oppløsning og feil påføring kan føre til sterke hudreaksjoner som f.eks. blemmer, sår, mørk pigmentering i huden, kje miske brannså, betennelse, dødt hudvev (nekrose) eller arr. Det skadde området bør holdes rent for å unngå infeksjon. Stopp behandlingen og ved alvorlige hudskader, kontakt lege.

Vortefri PEN har en sterk lukt som kan irritere luftveiene og øynene. Lukt ikke på innholdet i pennen. Bivirkninger kan for eksempel være irritasjon i luftveiene og/eller halsen, rennende nese, rennende øyne eller pustevansker.

Det har blitt rapportert enkelte tilfeller av allergisk reaksjon som for eksempel rødhet, utslett og kløe.

5. OPPBEVARING OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Oppbevaring: **Oppbevares utilgjengelig for barn.** Oppbevares mellom 15-25°C, helst stående med hetten vendt ned.

Innhold: Maursyre, vann, glyserol.

Pakning: Pennapplikator med hette og bruksanvisning. Hetten har en to-trinns åpningsfunksjon, se 3.1 DOSERING OG BRUK.

Holdbarhet: Se datomerkingen på pennen og esken. Holdbar i 6 måneder etter åpning.

Denne bruksanvisning ble sist oppdatert Juni 2020.

